



Agrotis s.r.l.

00187 Roma, Via XXIV Maggio 44/45

Pec : agrotis.srl@pec.it



Laboratorio Genetica e Servizi (Sede Operativa)

Via Bergamo, 292 - 26100 Cremona

tel. +39 0372560828 | info-lgs@agrotis.it | www.lgscr.it

NOTE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO

Per quanto riguarda le responsabilità di campionamento, l'identificazione dei campioni, e le garanzie, si rimanda al documento CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO, pubblicato alla pagina INFO del sito www.lgscr.it.

MATRICI ACCETTATE

Di seguito vengono dettagliate le matrici accettate dal laboratorio relativamente a tutte le specie analizzate.

MATRICE	SPECIE
SANGUE INTERO IN EDTA	TUTTE
SANGUE SU VETKARD	BOVINA, CANINA
SANGUE LIOFILIZZATO	BOVINA, SUINA
BULBO PILIFERO	BOVINA, BUFALINA, EQUINA, OVINA E CAPRINA
CARTILAGINE AURICOLARE	BOVINA, BUFALINA, SUINA
SEME	BOVINA, BUFALINA, SUINA, CAPRINA, OVINA*, CANINA, EQUINA
TAMPONE GENOTUBE	ALPACA, BOVINA, BUFALINA, OVINA, CAPRINA, CANINA
TESSUTO NON AURICOLARE	TUTTE LE SPECIE

* La matrice seme per la specie ovina non è accettata per la prova di sensibilità alla scrapie.

L'analisi su qualunque altra matrice al di fuori di quelle elencate nella tabella è possibile ma deve essere concordata preventivamente con il laboratorio.

CRITERI DI CONFORMITA'

Tutti i campioni conferiti ad LGS

- devono essere contenuti in dispositivi integri
- non devono presentare segni di deterioramento
- devono essere correttamente e, dove richiesto, ufficialmente identificati

Accortezze aggiuntive sono richieste per le seguenti matrici

MATRICE	INDICAZIONI
SANGUE IN EDTA	<ul style="list-style-type: none"> - Non deve presentare coaguli - Deve riempire per 2/3 il volume previsto dalla provetta
SANGUE SU VETKARD	<ul style="list-style-type: none"> - Il sangue non deve essere gocciolato in eccesso - Il sangue deve essere gocciolato sul dischetto centrale della cartina - La vetkard deve essere lasciata asciugare all'aria in modo completo e solo successivamente inserita nell'apposita busta
CARTILAGINE AURICOLARE	Utilizzare dispositivi contenenti in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> - materiale mummificante - fluido conservante
TESSUTO	<ul style="list-style-type: none"> - Il quantitativo minimo è circa 1 grammo

Agrotis s.r.l.

Capitale Sociale € 8.258.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA, Iscrizione Registro Imprese: 12501221001 – N° REA: RM - 1379000



Agrotis s.r.l.

00187 Roma, Via XXIV Maggio 44/45
Pec : agrotis.srl@pec.it



Laboratorio Genetica e Servizi (Sede Operativa)
Via Bergamo, 292 - 26100 Cremona
tel. +39 0372560828 | info-lgs@agrotis.it | www.lgscr.it

TAMPONE GENOTUBE	<ul style="list-style-type: none"> - strofinare il tampone con decisione sulle mucose delle cavità orale o nasale evitando di provocare lesioni all'animale - estrarre il tampone dal suo contenitore al momento dell'uso e riporlo nello stesso subito dopo il campionamento, evitando il contatto con qualsiasi altra superficie
BULBO PILIFERO	<ul style="list-style-type: none"> - Il pelo deve essere strappato da un'area pulita ed asciutta - Devono essere presenti almeno 30 bulbi

Il materiale campionato deve essere conservato fino al momento della spedizione secondo le seguenti modalità:

MATRICE	CONSERVAZIONE
SANGUE INTERO IN EDTA	in frigorifero a 4°C
SANGUE SU VETKARD	a temperatura ambiente (max 25°C)
SANGUE LIOFILIZZATO	a temperatura ambiente (max 25°C)
BULBO PILIFERO	a temperatura ambiente (max 25°C) in luogo asciutto
CARTILAGINE AURICOLARE	a temperatura ambiente (max 25°C)
SEME	in congelatore ad almeno -15°C
TAMPONE NASALE GENOTUBE	a temperatura ambiente (max 25°C)
TESSUTO	in congelatore ad almeno -15°C

I campioni biologici devono essere conferiti al laboratorio il più presto possibile ma, mentre le matrici conservabili a temperatura ambiente non si deteriorano rapidamente, i tempi di consegna sono più stringenti per le matrici deteriorabili. Per queste ultime si consiglia di:

- Non attendere più di 2 giorni dal prelievo per i campioni conservati in frigorifero a 4°C
- Pianificare la spedizione ad inizio settimana
- Predisporre un imballo refrigerato e resistente agli urti
- Organizzare un invio con garanzia di tracciabilità e di consegna entro 24 ore

L'indirizzo corretto per l'invio dei campioni è
LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI
AGROTIS srl
Via Bergamo,292
26100 CREMONA

Per qualunque ulteriore informazione/chiarimento contattare il laboratorio ai seguenti recapiti
Tel.+39 0372 560828
Fax +39 0372 560938
Mail: info-lgs@agroris.it

Agrotis s.r.l.

Capitale Sociale € 8.258.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA, Iscrizione Registro Imprese: 12501221001 – N° REA: RM - 1379000